

PREMZYME 1200 L

HAŞIL SÖKÜCÜ ENZİM

TEKNİK KULLANIM KILAVUZU



TEKNİK BİLGİLERİ

KİMYASAL YAPISI	:	Yüksek aktiviteli alfa amilaz tipi enzim
GÖRÜNÜMÜ	:	Koyu kahverengi sıvı
ALKALİTESİ (pH DEĞERİ)	:	6.0 ± 0.5
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	:	Su ile her oranda kolayca çözünür

ÖZELLİKLERİ

Kumaş ve parçaların üzerindeki haşılı etkili bir şekilde söker. Nişastanın hızlı ve tam olarak parçalanıp suda çözünebilen komponentler haline geçmesini sağlar. Tekstil malzemelerine zarar vermeden sadece nişastayı parçalar. İnsan ve çevre sağlığına zararlı kimyasalların kullanımını ortadan kaldırır. Her türlü nişasta türevlerine karşı etkilidir. Kontinü ve batch sistemlerde çalışmaya uygundur.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü dokuma tekstil malzemelerinde ve kumaşlarında boyama kasar veya terbiye işlemleri öncesinde yapılan ön yıkama işleminde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Kullanılacak enzim miktarı ve kullanma şartları haşıl kompozisyonuna kumaş tipine ve kullanılan sistemlere göre değişebilir. Banyo pH ve sıcaklık değerleri belirten değerlere getirildikten sonra gereken miktardaki enzim banyoya ilave edilmelidir.

UYGULAMA REÇETESİ	:	Çektirme
KULLANIM MİKTARI	:	0.1-0.2 gr/l Premzyme 1200 L 1 gr/l Premdis 613 (dispertatör) 1 gr/l Prensol Ols (Islatıcı)
UYGULAMA SICAKLIĞI	:	50-60 °C
UYGULAMA pH ARALIĞI	:	6-7 pH
		Kontinü
KULLANIM MİKTARI	:	1.0-2.0 gr/l Premzyme 1200 L 3 gr/l Prensol Ols (Islatıcı)
UYGULAMA SICAKLIĞI	:	50-60 °C
UYGULAMA pH ARALIĞI	:	6-7 pH
TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ	:	60-120 -1000 Kg'lık ambalajlarda
DEPOLAMA ŞEKLİ	:	Serin ve kuru ortamda saklamak şartı ile orijinal ambalajında 6 ay depolanabilir.

İşletme şartları ve uygulama metodları kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir yasal bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilmez. Kataloğumuzda yer alan ürün açıklamaları ve uygulama bilgileri genel mahiyettedir. Her türlü işlenmiş sorunlarınız için INDIGO teknik servisini arayabilirsiniz.

INDIGO KİMYA VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
S.S. ÇEVRE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 6. BLOK NO:1-2-3 34306 İKİTELLİ-BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
TELEFON:0212 486 07 07 PBX FAX:0212 486 30 22

www.indigokimya.com.tr

PREMZYME